



重组人 TP63 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP08523

蛋白名称: Tumor Protein 63 (TP63)

别名: AIS、KET、LMS、NBP、RHS、p40、p51、p63、EEC3、OFC8、p73H、p73L、SHFM4、TP53L、TP73L、p53CP、TP53CP、B(p51A)、B(p51B)、tumor protein 63、tumor protein p63、transformation-related protein 63、tumor protein p53-competing prot...

UniProt 编号: Q9H3D4

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H3D4/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 全长 (1-680 位氨基酸)

分子量: 80.8kDa

蛋白标签: N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-680aa)

MNFETSRCATLQYCPDPYIQRVETPAHFSWKESYYRSTMSQSTQTNEFLSPEVF
QHIWDFLEQPICSVQPIDLNFVDEPSEDGATNKIEISMDCIRMQDSDLSDPMWPQYT
NLGLLNSMDQQIQNGSSSTSPYNTDHAQNSVTAPSPYAQPSSTFDALSPSPAIPSN
TDYPGPHSFDVSFQQSSATAKSTWYSTEKLYCQIAKTCPIQIKVMTPPPQGAVI
RAMPVYKKAHEHVTEVVKRCPNHELSTREFNEGQIAPPSHLIRVEGNASHAQYVEDPIT
GRQSVLPVPEPPQVGTEFTTVLYNFMCSNCSVGGMNRRPILIIVTLETRDGQVLGR
RCFEARICACPGRDRKADEDSIRKQQVSDSTKNGDGTKRPFRQNTHGQMTSIKKR
RSPDDELLYLPVRGRETYEMLLKIKESLELMQYLPQHTIETIRQQQQQQHLLQK
QTSIQSPSSYGNSSPPLNKMNSMNKLPSVSQLINPQQRNALTPTTIPDGMGANIPM
MGTHMPMAGDMNGLSPTQALPPPLSMPSTSHCTPPPPYPTDCSIVSFLARLGCS
CLDYFTTQGLTTIYQIEHYSMDLALSLKIQEQRHAIWKGILDHRQLHEFSSPSHLLR
TPSSASTVSVGSSETRGERVIDAVRFTLRQTISFPPRDEWDFNFDMDARRNKQQ
RIKEEGE



三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 TP63 蛋白全长（1-680 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TP63 (AIS/KET/LMS) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。