

重组小鼠 AZGP1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06235

蛋白名称：Alpha-2-Glycoprotein, Zinc (AZGP1)

别名：ZAG、ZA2G、zn-alpha-2-GP、Zn-alpha2-glycoprotein、zn-alpha-2-glycoprotein、zinc-alpha-2-glycoprotein、Alpha-2-glycoprotein, zinc、testicular tissue protein Li 227、alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding

UniProt 编号：P25311

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P25311/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (18-307 位氨基酸)

分子量：35.1 kDa

蛋白标签：C 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (18-307aa)

QETGSYYLTFLYTGLSRPSKGFPRFQATAFLNDQAFFHYNSNSGKAEPVGPWSQV
EGMEDWEKESQLQRAREEIFLVTLKDIMDYKDTTGSHTFQGMFGCEITNNRSSGA
VWRYAYDGEDFIEFNKEIPAWIPLDPAAANTKLKWEAEKVYVQRAKAYLEEECP
EM LKRYLNYSRSHLDRIDPPTVTITSRVIPGGNRIFKCLAYGFYPQRISLHWNKANKKLA
FEPERGVFPNGNGTYLSWAEVEVSPQDIDPFFCLIDHRGFSQSLSVQWDRTRKVK
DENNVVAQPQ

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组小鼠 AZGP1 蛋白成熟蛋白全长（18-307 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。AZGP1（ZAG/ZA2G/z α -2-GP）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。