

重组人 ABCG2 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06008

蛋白名称：Urate Exporter (ABCG2)

别名：MRX、MXR、ABCP、BCRP、BMDP、MXR1、ABC15、CD338、GOUT1、MXR-CDw338、CDw388、UAQTL1、EST157481、urate exporter、ABC transporter、placenta specific MDR protein、breast cancer resistance protein、ATP-binding cassette tran...

UniProt 编号：Q9UNQ0

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UNQ0/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：部分片段 (557-630 位氨基酸)

分子量：12.1 kDa

蛋白标签：C 端 6×His-Myc 标签

二、氨基酸序列 (557-630aa)

NLTTIASWLSWLQYFSIPRYGFTALQHNEFLGQNFCPLNATGNNPCNYATCTGEE
YLVKQGIDLSPWGLWKNH

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 ABCG2 蛋白部分片段（557-630 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His-Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。ABCG2（MRX/MXR/ABCP）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。