



重组小鼠 SLC2A1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08259

蛋白名称：Dystonia Gene Dystonia Gene 18 (SLC2A1)

别名：CSE、PED、DYT9、GLUT、DYT17、DYT18、EIG12、GLUT1、HTLVR、GLUT-SDCHCN、GLUT1DS、dystonia gene dystonia gene 18、hepG2 glucose transporter、human T-cell leukemia virus (I and II) receptor

UniProt 编号：P11166

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11166/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：部分片段 (451-492 位氨基酸)

分子量：4.5 kDa

蛋白标签：无标签

二、氨基酸序列 (451-492aa)

KVPETKGRTFDEIASGFRQGGASQSDKTPEELFHPLGADSQV

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。



五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组小鼠 SLC2A1 蛋白部分片段（451-492 位氨基酸）。该蛋白为无标签蛋白。SLC2A1（CSE/PED/DYT9）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。