

重组人 TNFSF11 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08505

蛋白名称：Osteoprotegerin Ligand (TNFSF11)

别名：ODF、OPGL、sOdf、CD254、OPTB2、RANKL、TNLG6B、TRANCE、hRANKL2、osteoprotegerin ligand、TNF superfamily member 11、tumor necrosis factor ligand 6B、osteoclast differentiation factor、TNF-related activation-induced ...

UniProt 编号：O14788

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14788/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：异构体 2 部分片段 (63-244aa & linker(NKLLVPRGSPGSGYIPEAPRDGQAYVRKDGEWVLLSTFLG))

分子量：27.5 kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (63-244aa & linker(NKLLVPRGSPGSGYIPEAPRDGQAYVRKDGEWVLLSTFLG))

GSQHIRAEKAMVDGWSWLDLAKRSKLEAQPFAHLTINATDIPSGSHKVSLSWYHDR
GWAKISNMTFSNGKLIVNQDGFYLYANICFRHHETSGDLATEYLQLMVYVTKTSIKI
PSSHTLMKGGSTKYWSGNSEFHFYSINVGGFFKLRSGEESIEVSNPSLLDPDQDAT
YFGAFKVRDIDNKLLVPRGSPGSGYIPEAPRDGQAYVRKDGEWVLLSTFLG

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 TNFSF11 蛋白异构体 2 部分片段（63-244aa & linker(NKLLVPRGSPGSGYIPEAPRDGQAYVRKDGEWVLLSTFLG)）。蛋白携带 N 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TNFSF11

（ODF/OPGL/sOdf）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。