



重组 strain ATCC CRL-10679 / Arkansastig 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP08451

蛋白名称: Trigger Factor (tig)

别名: tig、E2348C_0371、Trigger factor、TF、EC 5.2.1.8、PPlas

UniProt 编号: B7UJQ9

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/B7UJQ9/entry>

种属来源: strain ATCC CRL-10679 / Arkansas (Ehrlichia chaffeensis)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 部分片段 (1-439 位氨基酸)

分子量: 56.2 kDa

蛋白标签: N 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (1-439aa)

MLNSYVVREVSNDKCLKWEYFAVDKKYFLDQLDSKLSEIAMNVKVPGFVRVGKASID
LVRKEYLNEAMTSVVKKTIESTSSDFVKNKSFGEIISNIDIVSYPSYYSDNDKEEDLV
YKLSFEVMPEAPLMDIDNIVLSDIEVDIQECDVNEFIENLKKQRPDFVIVDDPEYVIQG
SDKLVIDYQNKIKGKILRGGSADKDFVLVLGKGVALREFEDQLIGMKVGESKTFPLTFP
NDYGMVHLAGKTTDMSVTVKSVYVMKGMRDSEIAKDYGFKDVGHMEDFARKRIK
QQFDQMVFTIVKKELFDYMDANYVIDVPECVVTQEIAKINKEIRDSGEDIQIDVEKEAI
KRVKLGMLLIKMSRHNNITIKNEDVFSFIQSNYADYGVDIGNVLKMLQSNKNFANYIS
GKVLEEKVINIIGLAKDKKVM TAKDISLMFENI

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris/PBS 缓冲体系, 含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量, 下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 strain ATCC CRL-10679 / Arkansastig 蛋白部分片段（1-439 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。tig (tig/E2348C_0371/Trigger factor) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。