



重组 *Aspergillus restrictus* RET 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08037

蛋白名称：Ret Proto-Oncogene (RET)

别名：PTC、MTC1、HSCR1、MEN2A、MEN2B、CDHF12、CDHR16、RET-ELE1、ret proto-oncogene、proto-oncogene c-Ret、cadherin family member 12、RET receptor tyrosine kinase、rearranged during transfection、cadherin-related family ...

UniProt 编号：P07949

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P07949/entry>

种属来源：*Aspergillus restrictus* (*Aspergillus restrictus*)

表达系统：大肠杆菌 (*E.coli*)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (28-176 位氨基酸)

分子量：23.9 kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (28-176aa)

ATWTCINQQLNPKTNKWEDKRLLYSQAKAESNSHHAPLSDGKTGSSYPHWFTNGY
DGNGKLIKGRTPIKFGKADCDRPPKHSQNGMGKDDHYLLEFPTFPDGHDKFDSK
KPKEDPGPARVIYTPNKFVFCGIVAHQRGNGQDLRLCSH

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 *Aspergillus restrictus*RET 蛋白成熟蛋白全长（28-176 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。RET (PTC/MTC1/HSCR1) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。