

重组小鼠 CLEC4A 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06480

蛋白名称：C-Type Lectin Ddb27 (CLEC4A)

别名：DCIR、LLIR、CD367、DDB27、hDCIR、CLECSF6、HDCGC13P、C-type lectin DDB27、lectin-like immunoreceptor、dendritic cell immunoreceptor

UniProt 编号：Q9UMR7

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UMR7/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：胞外域 (70-238 位氨基酸)

分子量：39.6kDa

蛋白标签：N 端 10×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (70-238aa)

QKYSQLLEEKKAANKNIMHNELNCTKSVSPMEDKVVSCCPKDWRLFGSHCYLVPTV
SSASWKNSEENCSRMG AHLVVIQSQEEQDFITGILDTHAAYFIGLWDTGHRQWQ
WVDQTPYEESITFWHNGEPSSGNEKCATIIYRWKTGWGWNDISCSLKQKSVCQMK
KINL

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组小鼠 CLEC4A 蛋白胞外域（70-238 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CLEC4A（DCIR/LLIR/CD367）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白相互作用、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。