



重组人 EEF1A1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06747

蛋白名称：Ef-1-Alpha-Ef1A-Like Protein (EEF1A1)

别名：CCS3、EF1A、PTI1、CCS-EE1A1、EEF-EEF1A、EF-Tu、EF1A1、LENG7、eEF1A-GRAF-1EF、EF1alpha1、EF-1-alpha-EF1a-like protein、CTCL tumor antigen、elongation factor Tu、translation elongation factor 1 alpha 1-like 14

UniProt 编号：P68104

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P68104/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-462 位氨基酸)

分子量：66.1kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (1-462aa)

MGKEKTHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKCGGIDKRTIEKFEKEAAEMGKGSFKYA
WVLDKLKAERERGITIDISLWKFETSKYYVTIIDAPGHRDFIKNMITGTSQADCAVLIV
AAGVGEFEAGISKNGQTREHALLAYTLGVKQLIVGVNKMMDSTEPYPYSQKRYEEIVKE
VSTYIKKIGYNPDVAFVPISGWNGDNMLEPSANMPWFKGWKVTRKDGNASGTTL
LEALDCILPPTRPDTKPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGVLKPGMVVTFAPVNV
TEVKSVEMHHEALSEALPGDNVGFNVKNVSVKDVRRGNVAGDSKNDPPMEAAGF
TAQVIILNHPGQISAGYAPVLDCHTAHIACKFAELKEKIDRRSGKKLEDGPKFLKSGD
AAIVDMVPGKPMCVESFSDYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVKAVDKKAAGAGKVTK
SAQKAQKAK

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 EEF1A1 蛋白全长（1-462 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。EEF1A1（CCS3/EF1A/PTI1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。