



重组人 YAP1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08669

蛋白名称：Yorkie Homolog (YAP1)

别名：YAP、YKI、COB1、YAP2、YAP-YAP65、yorkie homolog、protein yorkie homolog、transcriptional coactivator YAP1、yes-associated protein YAP65 homolog、Yes1 associated transcriptional regulator

UniProt 编号：P19880

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P19880/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-504 位氨基酸)

分子量：68.5 kDa

蛋白标签：N 端 6×His-B2M 标签

二、氨基酸序列 (1-504aa)

MDPGQQPPPPQAPQGQQGQPPSQPPQGQQGPPSGPGQPAPAATQAAPQAPPAGH
QIVHVRGDSETDLEALFNAV MNPKTANVPQTVPMRLRLKLPDSFFKPPEPKSHSRQA
STDAGTAGALTPQHVR AHSSPASLQLGAVSPGTLTPTGVVSGPAATPTAQHLRQS
SFEIPDDVPLPAGWEMAKTSSGQRYFLNHIDQTTTWQDPRKAMLSQMNVTAPTSP
PVQQNMMSNASGPLPDGWEQAMTQDGEIYYINHKNKTTSWLDPRLDPRFAMNQR
ISQSAPVKQPPPLAPQSPQGGVMGGSNSNQQQQMRLQQLQMEKERLRLKQQELL
RQAMRNINPSTANSPKCQELALRSQLPTLEQDGGTQNPVSSPGMSQELRTMTTNS
SDPFLNSGTYHSRDESTDSGLSMSSYSVPRTPDDFLNSVDEMDTGDTINQSTLPSQ
QNRFPDYLEAIPGTNVDLGTLEGDMNIEGEELMPSLQEQALSSDILNDMESVLAATK
LDKESFLTWL

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 YAP1 蛋白全长（1-504 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-B2M 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。YAP1（YAP/YKI/COB1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。