



# 重组 strain K12rpsB 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP08131

蛋白名称：30S Ribosomal Protein S2 (rpsB)

别名：rpsB、b0169、JW0164、30S ribosomal protein S2、Small ribosomal s

UniProt 编号：P0A7V0

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P0A7V0/entry>

种属来源：strain K12 (Escherichia coli)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (2-241 位氨基酸)

分子量：53.6kDa

蛋白标签：N 端 GST 标签

## 二、氨基酸序列 (2-241aa)

ATVSMRDMLKAGVHFGHQTRYWNPCKMPFIFGARNKVHIINLEKTVPMFNEALAE  
NKIASRKGKILFVGTKRAASEAVKDAALSCDQFFVNHRWLGGMLTNWKTVRQSIKR  
LKDLETQSQDGTDFDKLTKKEALMRTRELEKLENSLGGIKDMGGLPDALFVIDADHEH  
IAIKEANNLGIPVFAIVDTNSDPDGVDFVIPGNDDAIRAVTLYLGAVAATVREGRSQDL  
ASQAEESFVEAE

## 三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



## 四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 strain K12rpsB 蛋白成熟蛋白全长（2-241 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 GST 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。rpsB（rpsB/b0169/JW0164）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。