

重组猫 CSF1R 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06561

蛋白名称：M-Csf-Cd115 Antigen (CSF1R)

别名：FMS、CSFR、FIM2、GPSC、HDLS、C-FMS、CD115、HDLS1、CSF-1R、BANDDOS、M-CSF-CD115 antigen、CSF-1 receptor、FMS proto-oncogene、proto-oncogene c-Fms、colony stimulating factor 1 receptor、macrophage colony stimulating f...

UniProt 编号：P07333

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P07333/entry>

种属来源：猫 (Felis catus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：胞外域 (20-514)

分子量：70.8kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (20-514)

VPVIQPSGPELVVEPGTTVTLRCVGNNGSVEWDGPISPHWNLDLDPSSILTTNNATF
QNTGTYHCTEPGNPQGGNATIHLYVKDPAWPVKVLAQEVTVLEGQDALLPCLLTDP
ALEAGVSLVRVRGRPVLRQTNYSPWHGFTIHKAKFIENHVYQCSARVDGRTVTS
MGIWLKVQKDISGPATLTLEPAELVRIQGEAAQIVCSASNIDVNFDVSLRHGDTKLT
SQQSDFFHDNRYQKVLTLNLDHVSFQDAGNYSCTATNAWGNHSASMVFRVVESAY
LNLTSEQSLLQEVTVGKVDLQVKVEAYPGLESFNWYTLGPFSDYQDKLDFVTIKDT
YRYTSTLSLPRKRSEAGRYSFLARNAGGQNALTFELTLRYPPEVRVTMTLINGS
DTLLCEASGYPPQSVTWVQCRSHTDRCDESAGLVLEDSEVLSQVPFHEVIVHSL
LAIGTLEHNRTYECRAFNSVGNSSQTFWPISIGAHTQLPDELLFTP

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组猫 CSF1R 蛋白胞外域（20-514）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CSF1R（FMS/CSFR/FIM2）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。