

# 重组小鼠 Gba 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP06958

蛋白名称：Glucosylceramidase Beta 1 (Gba)

别名：glucosylceramidase beta 1

UniProt 编号：P17439

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P17439/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (20-515 位氨基酸)

分子量：55.6 kDa

蛋白标签：无标签

## 二、氨基酸序列 (20-515aa)

AQPCIPKSFGYSSVVCVCNASYCDSLDPVTLPALGTFSRYESTRRGRMELSVGAI  
QANRTGTGLLLTLQPEKKFQKVKGFGGAMTDALNILALSPPTQKLLRSYFSTNG  
IEYNIIRVPMASCDFSIRVYTYADTPNDFQLSNFSLPEEDTKLKIPLIHQALKMSSRPIS  
LFASPWTSPTWLKTNGRVNGKGSLSKQPGDIFHQTWANYFVKFLDAYAKYGLRFW  
AVTAENEPTAGLFTGYPFQCLGFTPEHQRDIFSRDLGPALANSSHDVKLLMLDDQR  
LLLPRWAEVVLSDPEAAKYVHGIHVHWMDFLAPAKATLGETHRLFPNTMLFASEA  
CVGSKFWEQSVRLGSDRGMQYSHSIITNLLYHVTGWTDWNLALNPEGGPNNWVR  
NFVDSPIIVDIPKDAFYKQPMFYHLGHFSKFIPEGSQRVALVASESTDLETVALLRPD  
GSAVVVVLNRRSSEVDPLTISDPDLGFLETVSPGYSIHTYLWRRQ

## 三、缓冲液体系

**液体剂型：**基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

**冻干粉剂型：**冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



## 四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组小鼠 Gba 蛋白成熟蛋白全长（20-515 位氨基酸）。该蛋白为无标签蛋白。Gba（glucosylceramidase beta 1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。