



重组人 Tp53 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08522

蛋白名称：Antigen Ny-Co-13 (Tp53)

别名：P53、BCC7、LFS1、BMFS5、TRP53、antigen NY-CO-13、tumor protein 53、tumor protein p53、phosphoprotein p53、tumor supressor p53、mutant tumor protein 53、cellular tumor antigen p53、transformation-related protein 5...

UniProt 编号：P10361

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10361/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：杆状病毒 (Baculovirus)

蛋白片段：全长 (1-393aa(Y220C))

分子量：49.2 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-393aa(Y220C))

MEEPQSDPSVEPPLSQETFSDLWKLLPENNVLSPLPSQAMDDLMLSPDDIEQWFT
EDPGPDEAPRMPEAAPVAPAPAAPTPAAPAPAPSWPLSSSVPSQKTYQGSYGFR
LGFLHSGTAKSVTCTYSPALNKMFCQLAKTCPVQLWVDSTPPPGRVVRAMAIYKQS
QHMTDEVVRRCPHHERCSDSDGLAPPQHILRVEGNLRVEYLDDRNTFRHSVVVPCE
PPEVGSDCTTIHYNMCMNSSCMGGMNRRPILTIITLEDSSGNLLGRNSFEVRVCACP
GRDRRTEENLRKKGEPHHELPPGSTKRALPNNTSSSPQPKKKPLDG EYFTLQIRG
RERFEMFRELNEALELKDAQAGKEPGGSRAHSSHLKSKKGQSTSRHKKLMFKTEG
PDSD

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为杆状病毒表达系统制备的重组人 Tp53 蛋白全长（1-393aa(Y220C)）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。Tp53（P53/BCC7/LFS1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。