



重组小鼠 AGPAT2 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06081

蛋白名称：AGPAT2

别名：BSCL、BSCL1、LPAAB、LPLAT2、1-AGPAT2、LPAAT-beta

UniProt 编号：O15120

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15120/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (24-278 位氨基酸)

分子量：32.8 kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签、C 端 Twin-Strep 标签

二、氨基酸序列 (24-278aa)

ARFYAKVGLYCVLCLSFSAASIVCLLRHGGRTVDNMSIISWFVRSFKYVYGLRFEV
SGQKKLEVDGPCVIISNHQSILDMMGLMEILPKRCVQIAKRELMFTGPVGLIMYLGG
VYFINRQQARTAMSVMDLGDLMVKENLKVWIYPEGTRNDNGDLLPFKKGAFYLA
QAQVPIIPVVYSSFSSFYNVKTKLFTSGTIKVQVLDAVPTNGLTDADVTKLVDTCYQS
MRATFLQISQIPQENSAIKEPGVLPAAQ

三、缓冲液体系

液体剂型：50 mM HEPES, 0.15 M NaCl, 0.05% DDM, 0.01% CHS, pH7.5

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。



五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组小鼠 AGPAT2 蛋白成熟蛋白全长（24-278 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签、C 端 Twin-Strep 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。AGPAT2 (BSCL/BSCL1/LPAAB) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。