

重组人 AMY1A 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06135

蛋白名称：Alpha-Amylase Alpha-Amylase 1A (AMY1A)

别名：glycogenase、alpha-amylase alpha-amylase 1A、amylase alpha 1A、salivary alpha-amylase、salivary amylase alpha 1A、amylase alpha 1A (salivary)、amylase, salivary, alpha-1A、1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase...

UniProt 编号：P04745

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P04745/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (16-511)

分子量：

蛋白标签：标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。

二、氨基酸序列 (16-511)

QYSSNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIALECERYLAPKGFGGVQVSPPNENVAIHNPFR
PWWERYQPVSYKLCTRSGNEDEFNMVTRCANNVGVRIYVDAVINHMCNAVSAG
TSSTCGSYFNPGSRDFPAVPYSGWDFNDGKCKTGSGDIENYNDATQVRDCRLSGL
LDLALGKDYVRSKIAEYMNHLIDIGVAGFRIDASKHMPGDIKAILDKLHNLNSNWFP
EGSKPFIYQEVIDLGGEPIKSSDYFGNGRVTEFKYGAKLGTVIRKWNGEKMSYLKN
WGEGWGFMPSDRALVFVDNHDNQRGHGAGGASILTFWDARLYKMAVGFMALHP
YGFTRVMSSYRWPRYFENGKDVNDWVGPPNDNGVTKEVTINPDTCGNDWVCEH
RWRQIRNMVNFRNVVDGQPFTNWDNGSNQVAFGRGNRGFIVFNDDWTFSLTL
QTGLPAGTYCDVISGDKINGNCTGIKIYVSDDGKAHFSISNSAEDPFIAIHAESKL

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 AMY1A 蛋白成熟蛋白全长（16-511）。蛋白携带标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。，便于蛋白纯化、检测与鉴定。AMY1A（glycogenase/alpha-amylase alpha-amylase 1A/amylase alpha 1A）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。