



重组人 ZSCAN21 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08705

蛋白名称：Zinc Finger Protein 38 Homolog (ZSCAN21)

别名：ZNF38、Zfp-38、NY-REN-21、zinc finger protein 38 homolog、zinc finger protein 38 (KOX 25)、renal carcinoma antigen NY-REN-21、zinc finger protein NY-REN-21 antigen、zinc finger and SCAN domain contain...

UniProt 编号：Q9Y5A6

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y5A6/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：部分片段 (1-461 位氨基酸)

分子量：56.4kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-461aa)

MMTKVLGMAPVLGPRPPQEQVGPLMVKVEEKEEGKYLPSLEMFRQRFRQFGYH
DTPGPREALSQRLVLCCEWLRPEIHTKEQILELLVLEQFLTILPQELQAWVQEHCPE
SAEEAVTLLEDLERELDEPGHQVSTPPNEQKPVWEKISSSGTAKESPSSMQPQPLE
TSHKYESWGPLYIQESGEEQEFQDPRKVRDCRLSTQHEESADEQKGSEAEGKLG
DIISVIIANKPEASLERQCVNLENEKGTKPPLQEAGSKKGRESVPTKPTPGERRYICA
ECGKAFSNSSNLTKHRRHTHTGEKPYVCTKCGKAFSHSSNLTLHYRTHLVDRPYDC
KCGKAFGQSSDLLKHQRMHTEEAPYQCKDCGKAFSGKGLIRHYRIHTGEKPYQC
NECGKSFSQHAGLSSHQRLHTGEKPYKCKEKGKAFNHSSNFKHHRIHTGEKPYW
CHHCGKTFCSSNLSK

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 ZSCAN21 蛋白部分片段（1-461 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。ZSCAN21（ZNF38/Zipro1/zfp-38）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。