

重组人 FOXO3 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06923

蛋白名称：Forkhead Box O3 (FOXO3)

别名：FOXO2、AF6q21、FKHRL1、FOXO3A、FOXO3A-、FKHRL1P2、forkhead box O3、forkhead box O3A、forkhead box protein O3

UniProt 编号：O43524

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43524/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：部分片段 (372-673 位氨基酸)

分子量：48.1 kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (372-673aa)

MAGTMNLNDGLTENLMDDLNDNITLPPSQPSPTGGLMQRSSSFYTTKGSGLGSP
TSSFNSTVFGPSSLNSLRQSPMQTIQENKPATFSSMSHYGNQTLQDLLTSDSLSHS
DVMMTQSDPLMSQASTAVSAQNSRRNVMLRNDPMMSFAAQPNQGSLVNQNLLH
HGHQTQGALGGSRALNSVSNMGLSESSSLGSAKHQQQSPVSQSMQTLSDSLSG
SSLYSTSANLPVMGHEKFPSDLDLDMFNGSLECDMESIIRSELMDADGLDFNFDSL
STQNVVGLNVGNFTGAKQASSQSWVPG

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 FOXO3 蛋白部分片段（372-673 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。FOXO3（FOXO2/AF6q21/FKHRL1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。