



重组 African malaria mosquito ACE 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06018

蛋白名称: Kininase II (ACE)

别名: DCP、ACE1、DCP1、CD143、kininase II、peptidase CD143 antigen、carboxycathepsin、angiotensin-converting enzyme

UniProt 编号: P12821

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P12821/entry>

种属来源: African malaria mosquito (Anopheles gambiae)

表达系统: 杆状病毒 (Baculovirus)

蛋白片段: 部分片段 (162-713 位氨基酸)

分子量: 64.2

蛋白标签: C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (162-713aa)

DNDPLVVNTDKGRIRGITVDAPSGKKVDVWLGIPYAQPPVGPLRFRHPRPAEKWTG
VLNTTTPPNSCVQIVDTVFGDFPGATMWNPNTPLSCLYINVVAPRPRPKNAAVM
LWIFGGGFYSGTATLDVYDHRALASEENVIVVSLQYRVASLGFLFLGTPEAPGNAGL
FDQNLALRWVRDNIHRFGGDPSRVTLFGESAGAVSVSLHLLSALSRLDFQRAILQS
GSPTAPWALVSREEATLRALRLAEAVGCPHEPSKLSDAVECLRGKDPHVLVNNEW
GTLGICEFPFVPVVDGAFLDETQPQRSLASGRFKKTEILTGSNTEEGYYFIYYLTLLR
KEEGVTVTREEFLQAVRELNPYVNGAARQAIVFEYTDWTEPDNPNNSNRDALDKMV
GDYHFTCNVNEFAQRYAEEGNNVYMYLYTHRSKGNPWPRWTGVMHGDEINYVFG
EPLNPTLGYTEDEKDFSRKIMRYWSNFAKTGNPNPNNTASSEFPEWPKHTAHGRHY
LELGLNTSFVGRGPRLRQCAFWKKYLPQLVAATSNLPGPAPPSEPCSS

三、缓冲液体系



液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为杆状病毒表达系统制备的重组 African malaria mosquitoACE 蛋白部分片段（162-713 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。ACE（DCP/ACE1/DCP1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。