



重组人 TLR8 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08473

蛋白名称：Toll Like Receptor 8 (TLR8)

别名：CD288、IMD98、TLR-hTLR8、toll like receptor 8

UniProt 编号：Q9NR97

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NR97/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：部分片段 (27-827)

分子量：93.5kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (27-827)

EENFSRSYPCDEKKQNDSVIAECSNRRLQEVPTVGKYVTELDLSDNFITHITNESF
QQLQNLTKINLNHNPNVQHQNGNPGIQSNGLNITDGAFLNLKNLRELLLEDNQLPQI
PSGLPESLTELSQLNNIYNITKEGISRLINLKNLYLAWNCYFNKVCEKTNIEDGVFETL
TNLELLSLSFNSLSHVPPKLPSSLRKFLSNTQIKYISEEDFKGLINLTLLDLSGNCPR
CFNAPFPCVPCDGGASINIDRFQNLTLRLYNLSSTSLRKINAAWFKNMPHLKVL
DLEFNLYVGEIASGAFLTMLPRLEILDLSFNLIKGSYPQHINISRNFSKLLSLRALHLR
GYVFQELREDDFQPLMQLPNLSTINLGINFIKQIDFKLFQNFNLEIYLSNRISPLVK
DTRQSYANSSSFQRHIRKRRSTDFFDPHSNFYHFTRPLIKPQCAAYGKALDLSLNS
IFFIGPNQFENLPDIACLNLSANSNAQVLSGTEFSAIPHVKYLDLTNNRLDFDNASALT
ELSDLEVLDLSYNHYFRIAGVTHHLEFIQNFTNLKVLNLSHNNIYTLTDKYNLESKSL
VELVFSGNRDLWLWDDDNRYISIFKGLKNLTRLDSLNLRLKHIPNEAFLNLPASLTEL
HINDNMLKFFNWTLTLLQQFPRLLELLDLRGNKLLFLTDLSLSDFTSSLRTLLLSHNRISHL
PSGFLSEVSSLKHLDLSSNLLKTINKSALETKTTTKLSMLELHGNPFECTCDIGDFRR
WMDEHLNVKIPRLVDVICASPGDQQRGKSIVSLELTTCVSDVT

三、缓冲液体系



液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 TLR8 蛋白部分片段（27-827）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TLR8（CD288/IMD98/TLR-hTLR8）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。