



重组牛 ALDH1A1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06106

蛋白名称: Raldh Hel-S-53E (ALDH1A1)

别名: ALDC、ALDH1、HEL-HEL12、PUMB1、ALDH11、ALHDII、RALDH1、ALDH-E1、RALDH HEL-S-53e、aldehyde dehydrogenase 1, soluble、aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic、aldehyde dehydrogenase 1 family member A1、epididymis s...

UniProt 编号: P00352

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00352/entry>

种属来源: 牛 (Bos taurus)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 成熟蛋白全长 (2-501 位氨基酸)

分子量: 62.1 kDa

蛋白标签: N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (2-501aa)

SSSAMPDVPAPLTNLQFKYTKIFINNEWHSSVSGKKFPVFNPAATEEKLCEVEEGDKE
DVDKAVKAARQAFQIGSPWRTMDASERGRLLNKLADLIERDHLLLATMEAMNGGKL
FSNAYLMDLGCGIKTLRYCAGWADKIQGRITPMDGNFFTYTRSEPVGVCGQIIPWN
FPLLMFLWKIGPALSCGNTVVVKPAEQTPLTALHMGSLIKEAGFPPGVVNIVPGYGP
TAGAAISSHMDVDKVAFTGSTEVGKLIKEAAGKSNLKRVSELEGGKSPCIVFADADL
DNAVEFAHQGVFYHQGCCIAASRLFVEESIYDEFVRRSVERAKKYVLGNPLTPGV
SQGPQIDKEQYEKILDLIESGKKEGAKLECGGGPWGNKGYFIQPTVFSDVTDDMRIA
KEEIFGPVQQIMKFKSLDDVIKRNNTFYGLSAGIFTNDIDKAITVSSALQSGTVVWN
CYSVVSAQCPFGGFKMSGNGRELGEYGFHEYTEVKTVTIKISQKNS

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris/PBS 缓冲体系, 含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组牛 ALDH1A1 蛋白成熟蛋白全长（2-501 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。

ALDH1A1（ALDC/ALDH1/HEL-HEL12）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。