

重组大鼠 UGT2B7 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08600

蛋白名称：Udpgh-Udpgt 2B7 (UGT2B7)

别名：UGT2B9、UDPGTH2、UDPGT2B7、UDPGTh-UDPGT 2B7、UDPGT 2B9、3,4-catechol estrogen specific、UDP-glucuronosyltransferase 2B7、UDP-glucuronosyltransferase 2B9、3,4-catechol estrogen-specific UDPGT

UniProt 编号：P16662

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P16662/entry>

种属来源：大鼠 (Rattus norvegicus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：部分片段 (18-495 位氨基酸)

分子量：61.1 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (18-495aa)

FRSGNCGKVLVWPLEYSHWMNLKIILDELVQRGHEVTVL RPSSSVSLDPKKASGLV
YETSPTTSNNDVEKSFYPVGDMWTYDVPKYTCLRYYP SLNKMFGQFSDLWLQLC
REVVS NKELIAKLKESQFDVVLSDAVGPCGELIAEILQLPFVYSLRFATAPGIEKYSA
GQPFPPSYVPIILSGFSGQMTFMERVENMLCLLYFDSWFESFPAKDWD PFFSEILG
RPTTMVD TMKKA EIWLIRSYWDLEFPRPSLPNIEFVGGLHCQPAKPLPKEMEDFAQ
SSGEHGVWV FSLGSMIRNITQERANTIASALAQIPQKVFWRFEGKKPDTLGPNTRV
FKWIPQNDLLGHPKTKAFVTHGGANGIYESIHYGIPPMVG IPLFAEQRDNVAHMAK
GAAVSIDFHTMSSDLLNALKAVINNP SYKKKVMWLSAIHHDQPLKPLDRAVFWIEF
VMRHKGAKHLRPLAHNLALVSVHSLDV

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组大鼠 UGT2B7 蛋白部分片段（18-495 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。UGT2B7

（UGT2B9/UDPGTH2/UDPGT2B7）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。