

重组牛 DHCR7 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06665

蛋白名称：7-Dhc Reductase (DHCR7)

别名：7-DHC reductase、sterol reductase SR-delta7-sterol reductase、sterol delta-7-reductase、7-dehydrocholesterol reductase、cholesterol-5,6-epoxide hydrolase subunit DHCR7

UniProt 编号：Q9UBM7

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UBM7/entry>

种属来源：牛 (Bos taurus)

表达系统：体外大肠杆菌表达系统 (in vitro E.coli expression system)

蛋白片段：全长 (1-475 位氨基酸)

分子量：55.8 kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (1-475aa)

MAAKSQPSAPKTKSTSGLTNGNAAAQGQWGRAWVEVDWFSLASVIFLLLFAPFIVYY
FIMACDQYGCSLTPVADLATGRARLADIWARTPPVTAKAAQIYTAWVTLQVLLYML
LPDFCHKFLPGYVGGVQEGAVTPAGAVNKYEINGLQAWLLTHLLWFANAHLLGWF
SPTIIFDNWIPLLCANILGYTVSTFAMVKGYLFPTDARECKFTGNFFYNYMMGVEF
NPRIGKWFDFKLFNNGRPGIVAWTLINLSFAAKQQELYGHVTNSMVLVNILQAIYVLD
FFWNETWYLKTIDICHDFGWYLGWGDCVWLPYLYTLQGLYLVYHPVQLPTYAL
GVLLLGLLGYIYFRMTNHQKDLFRRTDGRCLIWGRKPKAIECSYTSADGQRHHSKLL
VSGFWGVARHFNYTGDLMGSLAYCLACGGGHLLPYFYIIFMAILLTHRCLRDEHRC
ANKYGRDWEHYTAAVPYRLLPGIF

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为体外大肠杆菌表达系统表达系统制备的重组牛 DHCR7 蛋白全长（1-475 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。DHCR7（7-DHC reductase/sterol reductase SR-delta7-sterol reductase/sterol delta-7-reductase）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。