

重 组 *Acetobacter* *turbidans*apaLIM 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06148

蛋白名称：Modification Methylase ApaLi (apaLIM)

别名：apaLIM、Modification methylase ApaLI、M. ApaLI、EC 2.1.1.37、Cyto

UniProt 编号：O52702

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O52702/entry>

种属来源：*Acetobacter turbidans* (*Acetobacter pasteurianus*)

表达系统：大肠杆菌 (*E.coli*)

蛋白片段：全长 (1-429 位氨基酸)

分子量：62.5kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (1-429aa)

MNKDEVVVSFLFAGAGGFSSGFSQAGLKPLFGAEINADACQTYQENVGSPCHQLDL
STVDPSHIEMLTGGKRPFVWIGGPPCQGFSTAGPRNFADPRNLLIFNYLNIVERLSP
RWLIFENVEGLLTSGGGRDLARLVREFVDMGYSVRLQKVNLAAYGVPQTRKRVLI
GNRLGIDFQFPEELYSFDSGKAKKASGKPLAPSLAEAVAGLGPAASDKDALVPYAS
SEPVNAFDARMRAGNRVEVVTHHVRVEAAERMQVELLKPGQTMKDLPELWHES
YRRRANRRVSDGTPTEKRGGAPSGIKRLHGNLQSLTITGPAAREFIHPTEHRPLTIR
ECARIQTFPDKYRWVGNNASVIQQIGNAVPPLAAERLAKHLRDIDGSFGADTRPAG
AMSAKLLGFVLTEALGMSPALKSTEALLAEMHQGGFVF

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 *Acetobacter turbidans* apaLIM 蛋白全长（1-429 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。apaLIM（apaLIM/Modification methylase ApaLI/M. ApaLI）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。