



重组人 CD63 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06392

蛋白名称：Ad1 Antigen (CD63)

别名：AD1、MLA1、ME491、limp1、HOP-26、OMA81H、Pltgp40、TSPAN30、tspan-30、AD1 antigen、CD63 antigen、CD63 molecule、granulophysin、tetraspanin-30、melanoma-associated antigen MLA1、CD63 antigen (melanoma 1 antigen)、melan...

UniProt 编号：P08962

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08962/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：部分片段 (103-203 位氨基酸)

分子量：15.5 kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (103-203aa)

AGYVFRDKVMSEFNNNFRQQMENYPKNNHTASILDRMQADFKCCGAANYTDWEKI
PSMSKNRVPDSCCINVTVGCGINFNEKAIHKEGCVEKIGGWLRKNV

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。



五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 CD63 蛋白部分片段（103-203 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CD63（AD1/MLA1/ME491）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。