

重组人 CDH5 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06412

蛋白名称：Cadherin Cadherin-7B4 Antigen (CDH5)

别名：7B4、CD144、cadherin cadherin-7B4 antigen、VE-cadherin、cd144 antigen、endothelial-specific cadherin、vascular endothelial cadherin、cadherin 5, type 2 (vascular endothelium

UniProt 编号：P33151

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P33151/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：部分片段 (48-599 位氨基酸)

分子量：66.1kDa

蛋白标签：C 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (48-599aa)

DWIWNQMHIDEKNTSLPHHVGVKIKSSVSRKNAKYLLKGEYVGKVFRVDAETGDVF
AIERLDRENISEYHLTAVIVDKDTGENLETPSSFTIKVHDVNDNWPVFTHRLFNASVP
ESSAVGTSVISVTAVDADDPTVGDHASVMYQILKGKEYFAIDNSGRIITITKSLDREK
QARYEIVVEARDAQGLRGDSGTATVLVTLQDINDNFPFFTQTKYTFVVPEDTRVGTS
VGSLFVEDPDEPQNRMTKYSILRGDYQDAFTIETNPAHNEGIKPMKPLDYEYIQQY
SFIVEATDPTIDLRYMSPAGNRAQVIINITDVDEPPIFQQPFYHFQLKENQKKPLIGT
VLAMDPDAARHSIGYSIRRTSDKGQFFRVTKKGDIYNEKELDREVYPWYNLTVEAK
ELDSTGTPTGKESIVQVHIEVLDENDNAPEFAKPYQPKVCENAVHGLVLQISAIKD
DITPRNVKFKFILNTENNFTLTDNHDNTANITVKYQGQFDREHTKVHFLPVVISDNGMP
SRTGTSTLTVAVCKCNEQGEFTFCEDMAAQVGVSIQ

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含

量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为 Lyophilized from a 0.2 μm filtered PBS, 6% Trehalose, pH 7.4。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 CDH5 蛋白部分片段（48-599 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CDH5（7B4/CD144/cadherin cadherin-7B4 antigen）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。