



# 重组人 DDX4 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP06649

蛋白名称：Vasa Homolog (DDX4)

别名：vasa homolog、putative ATP-dependent RNA helicase DDX4、DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4

UniProt 编号：Q9NQI0

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NQI0/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-724 位氨基酸)

分子量：86.2 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

## 二、氨基酸序列 (1-724aa)

MGDEDWEAEINPHMSSYVPIFEKDRYSGENGDNFNRTPASSEMDDGPSRRDHF  
MKSGFASGRNFGNRDAGECNKRDNTSTMGGFGVGKSFGNRFSGNSRFEDGDSS  
GFWRESSNDCEPNPTRNRGFSKRGGYRDGNNSEASGPYRRGGRGSFRGCRGG  
FGLGSPNNDLDPDECMQRTGGLFGSRRPVLSGTGNGDTSQSRSGSGSERGGYK  
GLNEEVITGSGKNSWKSEAEGGESDQTQGPVKTYIPPPPEDEDSIFAHYQTGINFD  
KYDTILVEVSGHDAPPAILTFEEANLCQTLNNNIAKAGYTKLTPVQKYSIPIILAGRDL  
MACAQTGSGKTA AFLLPILAHMMHDGITASRFKELQEPECIIVAPTRELVNQIYLEAR  
KFSFGTCVRAVVIYGGTQLGHSIRQIVQGCNLCATPGRLMDIIGKEKIGLKQIKYLV  
DEADRM LDMGFPEMKKLISCPGMP SKEQRQTLMF SATFP E EIQRLAAEFLKSNYL  
FVAVGQVGGACRDVQQT VLVQGQFSKREKLVEILRNIGDERTMVFVETKKKADFI  
A TFLCQEKISTTSIHGDREQREREQALGDFRFGKCPVLVATSVAARGLDIENVQHVIN  
FDLPSTIDEYVHRIGRTGRCGNTGRAISFFDLESDNHLAQPLVKVLTDAQQDVP  
AWL EEIAFSTYIPGFSGSTRGNVFASVDTRKGKSTLNTAGFSSSQAPNPVDD  
ESWD

## 三、缓冲液体系



**液体剂型：**基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

**冻干粉剂型：**冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

## 四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 DDX4 蛋白全长（1-724 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。DDX4 (vasa homolog/putative ATP-dependent RNA helicase DDX4/DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。