



重组 strain ATCC 204508 / S288cBGL2 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06255

蛋白名称: Glucan 1,3-Beta-Glucosidase (Ec 3.2.1.58) (Exo-1,3-Beta-Glucanase) (Gp29) (Soluble Cell Wall Protein (BGL2)

别名: Glucan 1,3-beta-glucosidase (EC 3.2.1.58) (Exo-1,3-beta-glucanase) (GP29) (Soluble cell wall protein

UniProt 编号: P15703

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P15703/entry>

种属来源: strain ATCC 204508 / S288c (Saccharomyces cerevisiae)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 成熟蛋白全长 (24-313 位氨基酸)

分子量: 38.6 kDa

蛋白标签: C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (24-313aa)

IGELAFNLGVKNNDGTCKSTSDYETELQALKSYTSTVKVYAASDCNTLQNLGPAAE
AEGFTIFVGWPTDDSHYAAEKAALQTYLPKIKESTVAGFLVGSEALYRNDLTASQL
SDKINDVRSVVADISDSGKSYSGKQVGTVDSWNVLVAGYNSAVIEASDFVMANAF
SYWQQQTMQNASYSFFDDIMQALQVIQSTKGSTDITFWVGETGWPTDGTNFESSY
PSVDNAKQFWKEGICSMRAWGVNVIVFEAFDEDWKPNTSGTSDVEKHWGVFTSS
DNLKYSLCDDFS

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris/PBS 缓冲体系, 含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量, 下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 strain ATCC 204508 / S288cBGL2 蛋白成熟蛋白全长（24-313 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。BGL2（Glucan 1,3-beta-glucosidase (EC 3.2.1.58) (Exo-1,3-beta-glucanase) (GP29) (Soluble cell wall protein) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。