



重组人 GJA1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06979

蛋白名称：Gap Junction Alpha-1 Protein (GJA1)

别名：HSS、CMDR、CX43、EKVP、GJAL、ODDD、AVSD3、EKVP3、HLHS1、PPKCA、connexin-43、gap junction alpha-1 protein、gap junction protein, alpha 1, 43kDa

UniProt 编号：P17302

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P17302/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：部分片段 (233-382 位氨基酸)

分子量：19.9 kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (233-382aa)

FKGVKDRVKGKSDPYHATSGALSPAKDCGSQKYAYFNGCSSPTAPLSPMSPPGYK
LVTGDRNNSSCRNYNKQASEQNWANYSAEQNRMGQAGSTISNSHAQPFDFPDDN
QNSKKLAAGHELQPLAIVDQRPSSRASSRASSRPRPDDEI

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 GJA1 蛋白部分片段（233-382 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。GJA1

（HSS/CMDR/CX43）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。