



重组人 TCAP 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08408

蛋白名称：Titin Cap Protein (TCAP)

别名：TELE、CMD1N、CMH25、T-cap、LGMD2G、LGMDR7、titin-cap、telethonin、titin cap protein、19 kDa sarcomeric protein、teneurin C-terminal associated peptide

UniProt 编号：O15273

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15273/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-167 位氨基酸)

分子量：46.1kDa

蛋白标签：N 端 GST 标签

二、氨基酸序列 (1-167aa)

MATSELSCEVSEENCERREAFWAEWKDLTLSTRPEEGCSLHEEDTQRHETYHQQ
GQCQVLVQRSPWLMMRMGILGRGLQEYQLPYQRVLPPIFTPAKMGATKEEREDT
PIQLQELLALETALGGQCVDREVAEITKQLPPVVPVSKPGALRRSLRSMSQEAQ
RG

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 TCAP 蛋白全长（1-167 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 GST 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TCAP（TELE/CMD1N/CMH25）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。